

R1ORCA64

ORCA ver.4.7 から ORCA ver.4.8 へのアップデート手順

第 1 版

株式会社ムーブ

改訂履歴

第 1 版

平成 27 年 2 月 13 日

初版

1.はじめに

本手順は、Ubuntu12.04 日医標準レセプトソフト(以下、日レセという。)ver.4.7 の環境で、既に R1ORCA64 がインストールされている状態で、日レセを ver.4.8 へバージョンアップする場合に使用するものです。

新規に Ubuntu12.04 日レセ ver4.8 の環境へ R1ORCA64 をインストールする場合は、R1ORCA64_Install_Manual.pdfを参照してください。

2.用意するもの

日レセ ver4.7 と日レセ ver4.8 では内部処理が異なる部分があるため、ver4.8 用の R1ORCA64 を用意します。

R1ORCA64-verXXXrX-precise-for480.tgz

※拡張子 tgz の前に、for480 の記述があるものです。

3.インストール

- ・本書では、/horm/oruser/で作業しているとします。
- ・△は半角スペースを表します。
- ・大文字の X は任意の数字を表す場合がありますので、ご注意ください。

(1) まず、日レセのバージョンアップを行います。

バージョンアップ後、プログラム更新、マスタ更新も済ませておきます。

(2) 現在使用中の red ファイルをバックアップします。

```
#cp△R1ORCA64/form/R1ORCA64LANDSCAPE.red△. (横書きレイアウトの場合)
```

```
#ls△R1ORCA64* (ls で確認します。この場合上記 red が表示されれば OK)
```

(3) /horm/oruser/に R1ORCA64-verXXXrX-precise-for480.tgz を置きます。

USB メモリや scp など配置します。

(4) 念のため、古い R1ORCA64 を削除しておきます。

```
#rm△-r△R1ORCA64
```

(5) tgz を解凍します。

```
#tar△xvzf△R1ORCA64-verXXXrX-precise-for480.tgz
```

(6)バックアップした red ファイルを戻します。

```
#rm △R1ORCA64/form/ R1ORCA64LANDSCAPE.red （念のため削除します）  
#ls△R1ORCA64/form/ （ls コマンドで上記 red ファイルが削除されたことを確認）  
#cp△ R1ORCA64LANDSCAPE.red△R1ORCA64/form/  
#ls△R1ORCA64/form/ （ls コマンドで上記 red ファイルが複写されたことを確認）
```

(7)R1ORCA64 のディレクトリに移動し、R1ORCA64 をインストールします。

```
#cd△R1ORCA64  
#bash△orca_print_install.sh
```

※プログラムオプションのインストールは不要です。(4.7 環境を継承します。)

(8)製品版の再インストールを行います。

```
#cd△../  
#cd△R1ORCA64-verX00pr1-precise  
※verX00 の部分は ver400pr1 以上が望ましい。  
それ以下の場合弊社営業から入手してください。  
#bash△install.sh
```

(9) 以上でバージョンアップは終了です。

テスト印字を行い確認してください。